

Руководство пользователя программного обеспечения «Справочно-информационная система Абиограм»

Аннотация

Настоящий документ является руководством пользователя программного обеспечения (ПО) «Справочно-информационная система Абиограм» и содержит инструкции по его настройке и эксплуатации.

В системе может быть зарегистрировано четыре типа пользовательских записей:

- Администратор - настраивает справочники, создает пользователей системы, создает клиентов, клиентских пользователей и токены, история запросов и аналитика всех клиентов.
- Базовый пользователь - создает клиентов, пользователей клиента и токены, обладает доступом к истории запросов и аналитике всех клиентов.
- Администратор Клиента - обладает доступом к истории запросов и аналитике всех пользователей и токенов в рамках клиента
- Пользователь клиента - обладает доступом к истории и аналитике своих запросов и назначенных токенов

Оглавление

Аннотация 2
Оглавление 3
1. Назначение 4
2. Начало работы 4
3. Интерпретация антибиотикограммы 4
4. История запросов 4
5. Аналитика 4
6. Если возникла ошибка 4

1. Назначение

«Абиограм» предназначена для интерпретации результатов определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам. Программа сопоставляет введённые значения с критериями выбранного руководства, применяет предусмотренные экспертные правила и формирует заключение с категориями чувствительности и комментариями.

2. Начало работы

Откройте адрес системы, предоставленный администратором, и войдите по своим учётным данным. Пользователю доступны разделы «Интерпретация», «История» и «Дашборд». Объём доступных данных зависит от назначенных прав.

3. Интерпретация антибиотикограммы

1. Откройте раздел «Интерпретация» и проверьте выбранное руководство.

2. При необходимости заполните сведения о пациенте и дополнительные поля.

3. Нажмите «Добавить организм», выберите микроорганизм и укажите необходимые сведения.

4. Добавьте антимикробные препараты и результаты определения чувствительности. Для нескольких препаратов можно использовать ввод из таблицы.

5. Нажмите «Интерпретировать». Просмотрите исходные и итоговые категории S/I/R, комментарии и сообщения экспертных правил. При необходимости сохраните заключение в Word.

4. История запросов

В разделе «История» задайте источник данных и период, затем нажмите «Показать». Система отобразит запросы; при открытии записи можно посмотреть исходные сведения и результат интерпретации.

5. Аналитика

В разделе «Дашборд» выберите источники данных и период. Доступны сводные показатели, сведения о наиболее часто встречающихся микроорганизмах, распределении категорий чувствительности, срабатывании правил и переданных метаданных.

6. Если возникла ошибка

Проверьте заполнение обязательных полей и правильность введённых значений. При повторении ошибки обратитесь к администратору, указав действия перед её появлением и текст сообщения. Вопросы восстановления данных решаются администратором системы.